

## SCHEDA TECNICA



### **BUNSEN POLIGAS CON VALVOLA DI SICUREZZA**

Lampada Bunsen Poligas con rubinetto, regolazione aria, stabilizzatore di fiamma, termocoppia e valvola di sicurezza omologata CE.

Adatto al funzionamento sia con gas liquido che con gas metano.

*Cod. prodotto*    **01.0851.00**

*Dimensioni:* Tubo Ø 11 mm x h 150 mm

*Potenza:* 0,5 – 3 Kw

*Temperatura:* Massimo 1250° C

*Pressione di Esercizio :* 50-150 mbar