

Indice categorie

Strumenti e stazioni metereologiche

Pag. 162



Guida didattica in formato digitale



Ordine minimo fatturabile: € 130,00 + IVA



Termometro da parete

2080

Graduazione -30°C +50°C.

Supporto in plastica bianca con scala.




2080

Termometro a massima e minima per interno e per esterno

2038

Montato su basetta, in materiale

plastico, dotato di piccola tettoia per uso in esterno.



2038

Psicrometro di August

2041

Montato su base metallica e provvisto di 2 termometri e di tabella per la determinazione dell'umidità relativa.

Dimensioni: 27x7 cm.




2041

Psicrometro

2033

Montato su base plastica e provvisto di 2 termometri e di relativa tabella svolta.

Dimensioni: 32x16 cm.



2033

Barometro metallico da parete

1054

Diametro strumento: 57 mm.

Diametro base: 90 mm.



1054

Igrometro a capello sintetico

2081

Diametro: 130 mm.



2081

Pluviometro

2098

Adatto ad essere inserito nel terreno, in plastica.



2098

Anemometro didattico**2120**

Di facile utilizzo, indica sia la direzione che l'intensità del vento.



2120

Stazione meteorologica**2082**

Struttura in metallo. Diametro degli strumenti 70mm

Composto da:

1 Termometro -35 +55°C.

1 Barometro 975 – 1045 mbar.

1 Igrometro 0 – 100%.

Dimensioni: 282×96 mm.



2082

Capannina meteorologica


2084

Struttura in forex, adatta per uso esterno.
Parti metalliche in materiale inossidabile.

- Completa di:
- 1 Pluviometro
 - 1 Barometro
 - 1 Indicatore di direzione del vento e rosa dei venti
- Dimensioni: 33x48x58 cm.
- 1 Termometro di massima e minima
 - 1 Igrometro



2084 su 2061



2084

Supporto per capannina meteorologica

2061

Interamente in metallo smaltato a fuoco.
Dimensioni: 35x50x100 cm.

2061

Stazione meteo a colori Wi-Fi con sensore professionale 5 in 1

8256

Stazione meteo Wi-Fi con sensore multifunzione, condivisione dei dati tramite app (supporta gli aggiornamenti del firmware). Misurazione della velocità del vento, direzione e umidità dell'aria, temperatura, quantità di precipitazioni e fasi lunari.
Sincronizzazione dell'orario via Internet, sveglia con funzione snooze, allarme per valori massimi e minimi, allerta neve/ghiaccio, visualizzazione pressione atmosferica e temperatura esterna percepita.
Supporta fino a sette sensori senza fili aggiuntivi (disponibili separatamente).
Indice meteorologico del punto di rugiada, fattore wind chill e indice di calore.
Contenuto della confezione: stazione base, sensore con accessori per il montaggio, alimentatore.

Specifiche tecniche

Opzione di indicazione

Tipo di display Digitale
Stagione

- Estate
- Inverno
- Primavera
- Autunno

Indicazione dell'ora e della data

Lingue

- Danese
- Tedesco
- Inglese

Temperatura interna sì

Probabilità di precipitazioni sì

Tendenza del tempo sì

Dati tecnici generali

Colore nero
Materiale di alloggiamento Plastica
Tipo di montaggio Supporto
Garanzia estesa 5 anni

Dimensioni e Pesì

Lunghezza totale 168 mm
Larghezza totale 143 mm
Altezza totale 24 mm
Peso netto 355 g


Elettronica, hardware & software

Caratteristiche principali

Temperatura esterna (°C/°F)

Pile 2 3x AA, 1.5V e 1x CR2032, 3V

Frequenza di emissione 868 MHz



8256